

Istruzioni per ritiro degli esami da Totem

Presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sono stati installati due sistemi automatici per il ritiro autonomo dei referti e delle immagini di Radiologia in modo multimediale (**supporto USB**).



L'esame dovrà essere ritirato al totem entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'SMS di avvenuta refertazione, in orario continuato presso il **Piano Terra del padiglione n.43 - D.E.A. (area CUP dopo le scale mobili)**, oppure presso il **Padiglione 10 Ingresso A – Polifunzionale**, dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Il ritiro è subordinato alla corretta registrazione dell'impegnativa e all'avvenuto pagamento del ticket, se dovuto.



Verrà rilasciato un foglio per il ritiro che contiene il **codice** con cui sarà possibile accedere al totem.

All'interno del foglio di ritiro troverà anche le seguenti informazioni:

- **Tessera Sanitaria;**
- **Foglio di ritiro con codice a barre;**
- **Chiavetta USB con almeno 4 GB di spazio libero.**

Istruzioni per ritiro da Totem

La schermata iniziale del totem è la seguente:


Ritiro Esame: offre la possibilità di salvare immagini, referto in pdf ed un software per consultare l'esame

Stampa Referto: verrà stampato il referto su carta Termica.


Qualora lo si desidera, dopo aver salvato l'esame su chiavetta è possibile ripetere l'operazione per stampare anche il referto in formato cartaceo.



Successivamente il totem richiederà la lettura del Codice Fiscale posto sul retro della Tessera Sanitaria. Avvicinare quindi la tessera all'apposito lettore indicato dalla freccia.




Successivamente il totem chiederà la lettura del codice a barre presente sul foglio di ritiro consegnato dalla Radiologia in fase di esecuzione dell'esame.



Il sistema chiederà di inserire la propria "chiavetta" USB nella porta indicata dalla Freccia.





Inserita la chiavetta, l'utente si troverà davanti la seguente schermata:





Cliccare su **SALVA** per avviare il processo di trasferimento dello studio sul supporto USB.



A questo punto il totem sta trasferendo i dati sulla chiavetta USB, che quindi non va rimossa fino al completamento dell'operazione.

Una volta che il salvataggio sarà completato l'utente potrà scollegare la chiavetta.

Parte Informatica:

Il Totem crea una cartella denominata **san_matteo_referti**, all'interno di questa cartella troverete il referto in **pdf** ed in **p7m (Firmato digitalmente)**, le immagini in formato medicale (DICOM) e il software per la visualizzazione (compatibile con i principali sistemi operativi - *Windows, MAC*).

Per avviare il software di visualizzazione è sufficiente cliccare sul :

- start_Viewer_Win.bat per sistemi Windows,
- start_Viewer_Mac.app per sistemi IOS.

All'interno della cartella è presente anche un manuale in pdf.

La copia o il trasferimento della cartella su altri dispositivi non compromette nè il contenuto nè il funzionamento del software di visualizzazione.

Esempio del contenuto della Cartella:

 DICOM	12/05/2021 15:08	Cartella di file	
 REPORT	12/05/2021 15:08	Cartella di file	
 REPORTS	12/05/2021 15:08	Cartella di file	
 start_Viewer_Mac.app	12/05/2021 15:08	Cartella di file	
 Viewer	12/05/2021 15:08	Cartella di file	
 DICOMDIR	12/05/2021 15:08	File	3 KB
 hash.dat	12/05/2021 15:08	Film Video Cd	1 KB
 ISTRUZIONI.TXT	12/05/2021 15:08	Documento di testo	1 KB
 Manuale.pdf	12/05/2021 15:08	Adobe Acrobat D...	1,365 KB
 order.req	12/05/2021 15:08	Richieste di certifi...	3 KB
 start_Viewer_Linux.sh	12/05/2021 15:08	File SH	1 KB
 start_Viewer_Win.bat	12/05/2021 15:08	File batch Windows	1 KB

E' possibile salvare e conservare più studi/esami nel medesimo supporto USB.